



SINGLET egyszer használatos pH-puffer, 7,00-es pH, 20/ csomag

Termékszám: 2770120

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Elérhető

Singlet[™] oldatcsomagok

pH-puffer-standardoldat pH-elektrodák kalibrálásához. pH-pufferek lezárt fóliatasakban. A pH-érték 25 °C-on $\pm 0,02$. 20 darab 7,00 pH-s tasak, egyenként 20 mL

Helyszíni elemzéshez ideális

A leforrasztott tasakok könnyen szállíthatók – nincs esély a kifolyásra.

Egyszerű használat

Csak nyissa fel a tasakot és tegye be az elektrodát.

Friss és megbízható

A fóliatasakok megakadályozzák a szennyeződést és a levegővel való érintkezést.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos pH-mérések alapját a pH-elektroda gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	Használat után dobja ki az oldatot
Leírás:	pH-puffer-kalibrációs reagens
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Singlet
pH érték(ek):	7,00 $\pm 0,02$ pH 25 °C-on
Színkódolt?:	Igen
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	20 darab