



Be Right™



Pufferoldatkészlet, színekódos, 4,01-es pH, 7,00-ás pH és 10,01-es pH, 20 l

Termékszám: 2507300
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítási dátum kérése

Standard pH-puffer-oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

pH-puffer-standardoldat készletben pH-elektrodák kalibrálásához. Egyszerű azonosítást segítő színekódolt pH-pufferoldatok az ajánlott 3 darabos kiszerezésben. A pH-érték 25 °C-on $\pm 0,02$. 20 L-es, 4,01 pH-s, 7,00 pH-s és 10,01 pH-s dobozott zsákok: összehajtható belső zsák fehér hullámos kartondobozban. Ideális csomagméret nagy mennyiségű pH-vizsgálatot végző laboratóriumok számára.

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

Akár laboratóriumról, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard pH-pufferoldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos pH-mérések alapját a pH-elektroda gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Megtakaríthat a 3 darabos kiszerezésű pH-puffer vásárlásával!

33%-os megtakarítás egy palack megvásárlásához képest

Műszaki adatok

Leírás:	pH-puffer-kalibrációs reagens
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Dobozolt zsák
pH érték(ek):	4,01, 7,00 és 10,01 $\pm 0,02$ pH 25 °C-on
Szervizintervallum:	(lásd külön-külön)
Színekódolt?:	Igen
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	20 L