



Singlet egyszer használatos vezetőképesség oldat, 1413 μ S/cm, KCl, 20 mL

Termékszám:	2771420
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Singlet oldatcsomagok

Vezetőképesség standard oldat. Zárt fóliatasakok, 25 °C-on 1413 μ S/cm $\pm$ 1%. Kálium-klorid (KCl). Használatra készen, egyenként 20 mL

Helyszíni elemzéshez ideális

A leforrasztott tasakok könnyen szállíthatók – nincs esély a kifolyásra.

Egyszerű használat

Csak nyissa fel a tasakot és tegye be az elektródát.

Friss és megbízható

A fóliatasakok megakadályozzák a szennyeződést és a levegővel való érintkezést.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos vezetőképesség mérések alapját a vezetőképesség-mérő cellák gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Műszaki adatok

Koncentráció:	25 °C-on 1413 μ S/cm $\pm$ 0,1%
Különleges jegyzet:	Használat után dobja ki az oldatot
Leírás:	Vezetőképesség kalibráló oldat
Minta:	KCl
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Singlet
Paraméter:	Vezetőképesség
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	20 darab