



ZoBell ORP/Redox standard oldat, 500 mL

Termékszám:	2316949
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Standard ORP/Redox elektródák kalibrálásához és pontosságuk ellenőrzéséhez. A ZoBell's ORP/Redox Standard Solution mutatja a 0 – 30 °C közötti hőmérséklet korrelációt. A standard érték függ a referenciaelektrodák típusától.

Műszaki adatok

Platform:	Oldat
-----------	-------