



Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA) Powder Pillows, pk/100

Termékszám:

4447169

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



Ionic Strength Adjustor (ISA) for Ammonia determinations by Ion Selective Electrode (ISE) method. Powder form prevent from diluting samples. Ideal for low Ammonia level readings. Eliminate most interferences. Pack of 100 powder pillows.

Műszaki adatok

Koncentráció:	ISA
Package settings:	Powder Pillows
Paraméter:	Ammonium
Térfogat/ csomagméret:	100 /pk