



Be Right™



Vezetőképesség standard oldat, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, KCl, 125 mL

Termékszám:	LZW9711.99
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Vezetőképesség standard oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

Vezetőképesség standard oldat. 25 °C-on 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ± 12 $\mu\text{S}/\text{cm}$, kálium-kloridként (KCl) (0,01 M). 125 mL-es palack.

Koncentrációk és kiszerelések

széles választéka

A Hack vezetőképesség standardok számos méretben érhetőek el, így megfelelnek bármely környezetnek és kezelési módnak.

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

Akár laboratóriumról, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard oldatok minősége.

Hach mérőeszközökhöz

A pontos vezetőképesség mérések alapját a vezetőképesség-mérő cellák gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Koncentráció:	25 °C-on 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ± 12 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Különleges jegyzet:	A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 3 hónapig eltartható.
Leírás:	Vezetőképesség kalibráló oldat
Minta:	KCl
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Palack
Paraméter:	Vezetőképesség
Platform:	Oldat
Szervizintervallum:	24 hónap
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	125 mL 125 mL