



Be Right™



Pufferoldat, 4,01-es pH, 125 mL

Termékszám:	LZW9460.99
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Standard pH-puffer-oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

pH-puffer-standardoldat pH-elektrodák kalibrálásához. Színtelen pH-pufferoldat. A pH-érték 25 °C-on 4,01 ±0,02. 125 mL-es palack

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

Akár laboratóriumról, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard pH-pufferoldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos pH-mérések alapját a pH-elektroda gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 6 hónapig eltartható
Leírás:	pH-puffer-kalibrációs reagens
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Palack
pH érték(ek):	4,01 ±0,02 pH 25 °C-on
Region:	Global
Szervizintervallum:	24 hónap
Színkódolt?:	Nem
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	125 mL