



Be Right™



## Pufferoldat, 4,01-es pH, 4 x 250 mL

**Termékszám:** LZW9466.99  
**HUF Ár (nettó):** Elérhetőségünk  
**Elérhető**

### Standard pH-puffer-oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

pH-puffer-standardoldat pH-elektrodák kalibrálásához. Színtelen pH-puffer, a pH-érték 25 °C-on 4,01 ±0,02, 4 x 250 mL

#### Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

Akár laboratóriumról, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard pH-pufferoldatok minősége.

#### Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos pH-mérések alapját a pH-elektroda gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

#### Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

---

### Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 6 hónapig eltartható
Leírás:	pH-puffer-kalibrációs reagens
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Palack
pH érték(ek):	4,01 ±0,02 pH 25 °C-on
Region:	Global
Szervizintervallum:	24 hónap
Színkódolt?:	Nem
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	1 L (4 x 250 mL)