



Be Right™



Elektrodatisztító oldat porózus tű/diafragma tisztításához, 250 mL

Termékszám:

C20C380

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Elektrodatisztító oldat kombinált pH/fém porózus tű/diafragma szulfid- vagy AgCl-kicsapódásának/-lerakódásának/-dugulásának tisztításához.

Műszaki adatok

Formula:	TIOKARBAMID
Leírás:	Porózus tű/diafragma tisztítása
Solution Type:	Tisztítás
Térfogat/ csomagméret:	250 mL