



Be Right™



Tanúsított standard pufferoldat, IUPAC, 6,865-es pH, 500 mL

Termékszám: S11M003
HUF Ár (nettó): Elérhető
Elérhető

Tanúsított standard oldatok teljes, nemzetközileg elismert visszakövethetőséggel.

IUPAC pH-puffer-oldat megfelelőségi tanúsítvánnyal* és visszakövethetőséggel, amely pontos pH-pufferértéket mutat a kapcsolódó kiterjesztett bizonytalansággal ($k=2$). IUPAC/NIST pH-skálára visszavezethető. Garantált élettartam a prémium alumínium csomagolásnak köszönhetően. Szintelen pH-pufferoldat. A pH-érték 25 °C-on $6,865 \pm 0,010$ ($k=2$). 500 mL-es palack.

*Letölthető a www.hach.com weboldalon: Letöltések szakasz a weboldal legalsó területén, majd Vizsgálati minőségi tanúsítvány. Ezután adja meg a termékszámot és a LOT számát.

Akkreditált kalibráló laboratórium

A Hach Berlinben (Németország) található kalibráló laboratóriuma németországi országos akkreditációs hatóság által nyújtott akkreditációval végzi tanúsított pH- és vezetéstandardok kalibrálását. Ez egy nemzetközileg elismert akkreditáció.

Teljesen visszakövethető standardok

Az IUPAC-tanúsított pH-puffer-oldatok termékskálája hitelesített referenciaanyagokkal teljes mértékben visszavezethető a standard hidrogénelektrodhoz (SHE). Valamennyi standard megfelel az NIST, IUPAC és DIN19266 specifikációknak.

Teljes mértékben megbízható csomagolás

Minden standard biztonságos tárolást segítő légmentesen zárt csomagolásban érkezik. A pH-standard névleges értéke az első felnyitásig garantált, még több évnnyi tárolást követően is.

Bevált laboratóriumi gyakorlatok az első lépéstől az utolsóig

Közvetlenül a palackon jelölhető a felnyitás ideje és a használatok száma – a bevált laboratóriumi gyakorlatnak megfelelően. Az időben történő felhasználást elősegítendő, a palackon megtalálható a felnyitást követő megfigyelt jellemző élettartam.

Bizonyított visszavezethetőség

Minden standard saját megfelelőségi tanúsítvánnyal és visszakövethetőséggel rendelkezik, melyek letölthetők a Hach weboldaláról. Akkreditált laboratórium által készített standardok használatával teljesen megbízhat a követhetőségi láncban és a számított bizonytalanság értékében.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:

A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 3 hónapig eltartható.

Lábjegyzet:

¹Kivéve a cégünk által gyártott, a pH 6,865 és pH 7,413 oldatokra vonatkozó NIST, IUPAC és DIN19266 specifikációk szerinti összetételű pH 7,000 oldat

Leírás:

pH-puffer-kalibrációs reagens

NIST követhetőség:

Igen

²A Dansk Fundamental Metrologi A/S-t a Dán Akkreditációs és Metrológiai Alap (DANAK) (255 sz.) akkreditálja a pH-mérésekre vonatkozóan.

Package settings:	Palack
pH érték(ek):	6,865 ±0,010 pH 25 °C-on
Szervizintervallum:	24 hónap
Színkódolt?:	Nem
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	500 mL