



Pufferoldat, 4,65-es pH, 500 mL

Termékszám:	S11M010
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Vizsgálati minőségi tanúsítvánnyal* rendelkező pH-puffer-standardoldat pH-elektrodák kalibrálásához. Színtelen pH-pufferoldat, a pH-érték 25 °C-on $4,65 \pm 0,02$. 500 mL-es palack

*Letölthető a www.hach.com weboldalon: Letöltések szakasz a weboldal legalsó területén, majd Vizsgálati minőségi tanúsítvány. Ezután adja meg a termékszámot és a LOT számát.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 3 hónapig eltartható.
Leírás:	pH-puffer-kalibrációs reagens
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Palack
pH érték(ek):	$4,65 \pm 0,02$ pH 25 °C-on
Színkódolt?:	Nem
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	500 mL