



Be Right™



Ammónia standard oldat, 10 mg/L, 500 mL

Termékszám: 15349
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 1 héten belül

Ionszelektív elektród (ISE) standard oldatai laboratóriumi elemzésekhez

ISE standard oldat. Ammónia, 10,0 mg/L \pm 0,5 mg/L NH₃-N (NIST). 500 mL-es palack

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

A megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard oldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos ISE-mérések alapját az ionszelektív elektród gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Koncentráció:	10,0 mg/L \pm 0,5 mg/L NH ₃ -N (NIST)
Különleges jegyzet:	A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 3 hónapig eltartható.
Leírás:	Nitrogén-ammónia standard oldat, 10 mg/liter NH ₃ -N, 500 ml
Package settings:	Palack
Paraméter:	Ammónium
Platform:	Oldat
Szervizintervallum:	5 év
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	500 mL