



Quantab Chloride Test Strips, Low Range, 30-600 mg/L, 40 pcs

Termékszám:	2744940
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Ideal for determining quantitative results quickly, simply dip the strip in the sample and compare the length of the colour change to a printed scale.

Műszaki adatok

Egység:	40 tests
Méréstartomány:	30 - 600 mg/L Cl ⁻
Módszer név:	Titration Strip
Paraméter:	Chloride
Platform:	Tesz csík
Tesztek száma:	40