



## Ammonia test strips, 0 - 6.0 mg/L, 25 tests

**Termékszám:** 2755325  
**HUF Ár (nettó):** Elérhetőségünk  
**Szállítás 2 héten belül**

Measuring range: 0 - 0.25 - 0.50 - 1.0 - 3.0 - 6.0 mg/L; test strips are ideal in pre-test screening to detect the presence of materials that might interfere with lab testing.

---

### Műszaki adatok

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egység:             | 25 tests                                                                                                       |
| Lábjegyzet:         | *mg/L unless otherwise noted, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm. |
| Legkisebb beosztás: | Steps: 0, 0.25, 0.5, 1.0, 3.0, 6.0 ppm                                                                         |
| Méréstartomány:     | 0 - 6 ppm                                                                                                      |
| Paraméter:          | Ammonia, Nitrogen, low range - As $\text{NH}_3\text{-N}$ , For freshwater                                      |
| Platform:           | Tesz csík                                                                                                      |
| Tesztek száma:      | 25                                                                                                             |
| Tesztkészlet model: | Test Strips                                                                                                    |