



**Be Right™**



## Filter Holder, Magnetic

<b>Termékszám:</b>	<b>1352900</b>
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Made of rugged, autoclavable polyphenylsulfone. Magnetic, no-leak seal allows one-hand operation for filter retrieval. Support screen included. Graduated funnel: 300 mL (50 mL increments). Stem fits #8 stopper (not included).

---

### Műszaki adatok

Térfogat/ csomagméret: 1