



MICRO DIST MICRO DIST blokk, digitális, komplett

Termékszám:

MDI001

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

Tökéletes megoldás az automatikus elemzéshez.

A MICRO DIST® desztillációs rendszerrel akár 21 cianid, szulfid és ammónia mintát desztillálhat 30 perc alatt. A nagy felületen érintkező, szabályozott hőmérsékletű blokkfűtő fokozza a pontosságot. Fokozza a termelékenységet - naponta akár 100 minta desztillálható.

Növeli a pontosságot.

Fokozza a termelékenységet.

Kevésbé veszélyes

Az USEPA jóváhagyás folyamatban van.

Műszaki adatok

Elektromos jellemzők:

230 V 50/60 Hz 5 A