



Intellical Tartalék LBOD érzékelő fedél

Termékszám:	5838000
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Tartalék érzékelő fedél és iButton az IntelliCAL LBOD101 szondához Az LBOD101 méri a BOD (biokémiai oxigénigény) meghatározáshoz az oldott oxigént BOD-palackokban a BOD5 mérési alkalmazásokhoz.

Pontos

Önnek nem csak válaszra, hanem helyes válaszra van szüksége, ráadásul gyorsan.

A Hach mérőműszerek optimált stabilizáló algoritmusai kiküszöbölik a

kezelő találgatásait és visszaszorítják a pontatlan méréseket. Az elektródák

pontos eredményeket és gyors

válaszidőt biztosítanak, még a legnehezebb körülmények között is.

Könnyen kezelhető

Új módszereket kínálunk anyagi

és egyéb erőforrások bővítésére. A Hach egyszerű

menürendszerének köszönhetően nincs szükség a bonyolult kezelési utasítások tanulmányozására, így idejét a

a mérésre fordíthatja.

Robusztus és tartós

Építsen a Hach tartós mérőrendszereire, amelyeket arra terveztek, hogy ellenálljanak

a kültéri vizsgálatok és a gyakori használat szigorú követelményeinek. Válassza az iparág

legstrapabíróbb szondáit vagy a nem üvegből készült elektródáit a robusztus, vízhatlan rendszerekhez,

melyek nap mint nap kiváló teljesítményt nyújtanak.

Rugalmas

Laborban és terepen is végeznek mérést? A Hach hatékonyságot kínál

megbízható, nagy teljesítményű rendszereivel, amelyek Ön

könnyedén a laborasztalról közvetlenül a vizsgálat helyére vihet. Mérje meg a szükséges paramétereket,

melyeket később tovább bővíthet.

Csatlakozó:

HQD specific