




SAC950 Sample changer for automation of large sample series (Radiometer Analytical)

Termékszám:

R41T044

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

Effortless sample handling due to total automation

Extended sample changer for automation of large sample series, multi-radius sample trays for up to 70 samples

Compact and adaptable

Flexible and programmable

Quick and efficient

Safe and clean

Műszaki adatok

Hossz:	686 mm
Méretek (MxSZxM):	70 mm x 580 mm x 686 mm
Súly:	27 kg
Típus:	Mintaváltó