



Intellical PHC805 laboratóriumi, általános célú, újratölthető üveg pH-elektroda, 1 méteres kábel

Termékszám: PHC80501
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül

Könnyen cserélhető a különböző HQD műszerek között, így ideális több felhasználói környezethez

Az Intellical PHC805 egy digitális kombinációs pH-elektroda beépített hőmérséklet-érzékelővel. A PHC805 egy újratölthető pH-elektroda porózus kerámiatűs referenciakapcsolással. Ez a laboratóriumi üvegből készült pH-elektroda ideális megoldást nyújt a pH-méréshez általános célú laboratóriumi alkalmazásokban tesztelt vizes oldatokhoz. A szonda csomagolása egy 50 mL-es palackot is tartalmaz, KCl 3M elektrodátöltő oldattal. A PHC805 elektroda nem alkalmazható szerves oldószerek, alacsony ionerősség, szennyvíz, magas szilárdanyag-tartalmú vagy nagyon lúgos minták esetén.

Az újratölthető, üvegből készült elektroda rendkívüli értéket és hosszú élettartamot biztosít

Az üvegből készült elektroda ellenáll a vegyi hatásoknak és könnyen tisztítható. Az újratölthető referenciák általában hosszabb élettartammal rendelkeznek, mint a gélöltésű elektrodák.

Az Intellical digitális szondák tökéletes nyomomonkövethetőséget biztosítanak a méréselőzményekben

Tárolja minden mérés idő- és dátumbélyegzőjét, kezelő- és mintaazonosítót, kalibrálási előzményeket, paramétereket és szonda sorozatszámokat.

Az Intellical digitális szondák figyelmeztetik a felhasználót, amikor újrakalibrálásra van szükség

A mérések legmegbízhatóbb és legpontosabb eredményeihez nem szükségesek becslések.

Az Intellical digitális szondák újrakalibrálás vagy a mérési beállítások ismételt bevitele nélkül helyezhetők át más mérőműszerbe

Több HQD sorozatú laboratóriumi és hordozható műszerekkel felszerelt többfelhasználós környezethez ideális.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Intellical PHC805 laboratóriumi pH-szonda tároló szívópalackkal, 1 m-es kábel, 5 mL-es palack referencielektrolit-töltőoldattal (KCl 3M oldat), ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.
Accuracy:	± 0,02 pH
Alkalmazás:	High Performance (0 to 80 °C)
Csatlakozó:	Tű porózus csatlakozó
Elektroda típus:	RedRod/Újratölthető referenciaelem
Felbontás:	0,001/0,01/0,1
Garancia:	12 hónap
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet pontosság:	±0,3 °C
Hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C
Hossz:	200 mm
Kábel hossz:	1 m

Készlet?:	Nem
Méréstartomány:	0–14 pH
Method Type:	Laboratórium: RedRod/újratölthető referenciaelem
Paraméter:	pH
Product Kit:	Modell: PHC805
	Mellékelt tartozék: nincs
Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Üveg
Sodium (Alkalinity) error:	<0,3 pH 13 pH-értéknél 0,1 M NaOH esetén
Súly:	0,1 kg
Szenzor típus:	pH Üveg
Szondatípus:	Normál
Termisztor:	ATC
Test requirements:	Szükséges paraméter: pH
	Minimális mintamélység (mm): 18
Töltőoldat:	3 M KCl (termékszám: 2756559)

A doboz tartalma

Intellical PHC805 laboratóriumi pH-szonda tároló szívópalackkal, 1 m-es kábel, 5 mL-es palack referenciaelektrolit-töltőoldattal (KCl 3M oldat), ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.

Szükséges tartozékok

- pH-tároló-oldat (3M kálium-klorid), 50 mL (Item 2756559)