



Nitrát standard, 25 mg/L NO₃ (5,65 mg/L NO₃-N), 500 mL

Termékszám:	LCW828
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Standard oldat online nitrátmeghatározáshoz

Műszaki adatok

Koncentráció:	25 mg/L (5,65 mg/L NO ₃ -N)
Műszer:	Nitratax
Paraméter:	Nitrát
Platform:	Oldat
Térfogat/ csomagméret:	500 mL