



ZincoVer 5 Cink reagens porpárnák

Termékszám:

2106669

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Por reagensz zárt csomagban, cink meghatározásához, cinkon módszer. 20 ml-es mintához.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0,01 - 3,00 Zn
Módszer név:	Cinkon
Módszer száma:	8009
Paraméter:	Cink
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100/cs
Tesztek száma:	100