



Be Right™



CuVer 2 0

Termékszám:

2188299

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



For the determination of copper, 0.04-5.00mg/L Cu, in the presence of high levels of Aluminum, Calcium, and Iron. For 25 mL sample. Pack of 100.

Műszaki adatok

Módszer név:	Bichinchoninate
Paraméter:	Copper
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100 /pk
Tesztek száma:	100