



Cink reagenskészlet, 0,01-2,00 mg/liter Zn

Termékszám:

2429300

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



Cink meghatározásához Zincon módszerrel 20 ml-es mintához. 100 db/csomag

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0,01 - 3,00 mg/L Zn
Módszer név:	Cinkon
Módszer száma:	8009
Műszer:	Mind, kivéve: DR/3000, DR/2000
Paraméter:	Cink
Tesztek száma:	100