



Kobalt/nikkel reagenskészlet

Termékszám:

2651600

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



0,01-2,00 mg/liter kobalt és 0,006-1,000 mg/liter nikkel meghatározására PAN módszerrel 10 ml-es mintához.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,01 - 2,00 mg/L Co
Méréstartomány (2):	0,006 - 1,000 mg/L Ni
Mintatérfogat:	10 mL
Módszer név:	PAN
Módszer száma:	8078
Műszer:	Mind, kivéve: DR/3000, DR/2000, DR/800
Paraméter:	Kobalt, nikkel
Speciális tulajdonság:	Cobalt Nickel Reagent set, 10ml
Tesztek száma:	100