



Be Right™



## Kénsav titráló patron, 1.600 N

**Termékszám:** 1438901  
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk  
Szállítás 2 héten belül

Veszélyes



Használatra kész titráló megoldás savbázis, savasság és lúgosság titrálásához.

### Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	100 - 4000 mg/L CaCO <sub>3</sub>
Méréstartomány (2):	1 - 10 meq/L Base
Method Number 1 Chemistry:	8203
Módszer név:	Verde de bromcresol/rojo de metilo
Paraméter:	Alkalinity, Acid-Base
Platform:	Digitális titrátor
Tesztek száma:	40 - 100
Titrló:	1.600 N H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>