



Triazol reagens porpárnák, 100 darab

Termékszám:

2141299

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Porreagens lezárt csomagban benzotriazol (1-16 mg/liter) vagy toliltriazol (1-20 mg/liter) meghatározásához

Műszaki adatok

Méréstartomány:	1,0 - 20,0 mg/L Toliltriazol
Méréstartomány (2):	1.0 - 16.0 mg/L Benzotriazol
Módszer név:	UV-fotolízis
Módszer száma:	8079
Műszer:	Mind, kivéve: PC II, DR/850 és DR/820
Paraméter:	Benzotriazol, toliltriazol
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	cs
Tesztek száma:	100