



Szabad klór DPD reagens porpárnák, 10 mL, 1000/csomag

Termékszám:

2105528

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



A szabad klór DPD-módszerrel végzett meghatározásához

Az USEPA ezeket a szabad klór porpárna reagenseket elfogadta az ivóvíz- és szennyvízelemzésnek a 8021-es Hach módszer alkalmazásával történő jelentéséhez. A legjobb eredmény érdekében Hach koloriméterrel vagy spektrofotométerrel használja.

Termék adatai

- 1000 db-os porpárna-csomag
- 10 mL-es mintaméret
- Tartomány: 0,02 - 2,00 mg/L Cl₂
- Bórsavmentes!

Szeretné egyszerűbben újrar endelni a reagenseket? Kérdezze meg Hach képviselőjét a Hach reagensek könnyű és egyszerű, automatikus kiszállítási programjáról.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	10 mL
Módszer név:	DPD
Módszer száma:	8021
Műszer:	Mind, kivéve: DR/3000, DR/2000
Paraméter:	Szabad klór, klór-dioxid
Platform:	Porpárna
Tárolási feltételek:	10 - 25 °C
Tesztek száma:	1000