



Glicin reagensoldat, 10%, 29 ml SCDB

Termékszám:	2762133
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Klór-dioxid meghatározásához, DPD/glicin módszer, 0,04 - 5,00 mg/liter ClO₂.

Glicin reagens a Hach klór-dioxid DPD módszerekhez. 29 ml zárt rendszerű cseppentős üveg (SCDB)

Műszaki adatok

Módszer név:	DPD
Módszer száma:	8065
Platform:	Oldat
Térfogat/ csomagméret:	29 ml
Tesztek száma:	100