



DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows, 25 mL, pk/1000

Termékszám:

1406428

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



For total chlorine determination by the DPD method. USEPA accepted for reporting drinking and wastewater analysis using Hach Method 8167.

Ranges: Low Range: up to - 2.00 mg/L; Mid Range: 0.05 - 4.00 mg/L; High Range: 0.1- 10.0 mg/L. Sample Size: Low Range - 25 mL. Mid Range: 10 mL. High Range: 5 mL.

Pack of 1000 powder pillows.

Boric Acid free!

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Méréstartomány (2):	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Módszer név:	DPD
Módszer száma:	10250
Paraméter:	Total Chlorine, Bromine, Iodine
Platform:	Porpárna
Tárolási feltételek:	10 - 25 °C
Tesztek száma:	1000