



Be Right™



Szabad klór DPD-reagens, Swifttest reagens adagoló (utántöltés)

Termékszám: 2105560
HUF Ár (nettó): Elérhető
Elérhető

Veszélyes



DPD-reagens adagolóhoz tartalék fiola a szabad klór meghatározásához, 0,02-2,00 mg/liter Cl₂.

Műszaki adatok

EPA compliant: Igen
Méréstartomány: 0,02 - 2,00 mg/L Cl₂
Módszer név: DPD
Módszer száma: 8021
Paraméter: Szabad klór
Platform: Swifttest
Tesztek száma: 250

Szükséges tartozékok

- Swifttest Szabad klór DPD-reagens adagoló és reagens fiola (Item 2802300)