



Be Right™



TitraVer EDTA patron digitális titrátorhoz, 0,800 M

Termékszám:

1439901

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Használatra kész titráló oldat a kalcium és az összes keménység méréséhez, 100-4000 mg/liter CaCO₃.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	100 - 4000 mg/L CaCO ₃
Módszer név:	EDTA (CalVer® 2)
Módszer száma:	8204
Paraméter:	Durezza, total, secuencial
Platform:	Digitális titrátor
Tesztek száma:	40 - 100
Titráló:	0,800 M EDTA