



Be Right™



Chloride Reagent Set, 0.1-25.0 mg/L Cl⁻

Termékszám:

2319800

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Reagent set for the determination of Chloride, Mercuric Thiocyanate method.

Műszaki adatok

Lábjegyzet:	*Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist.
Méréstartomány:	0 - 25,0 mg/L Cl ⁻
Módszer név:	Mercuric Thiocyanate
Módszer száma:	8113
Műszer:	All except DR/800, PC II
Paraméter:	Chloride
Platform:	Oldat
Tesztek száma:	100