



Be Right™



Molibdát reagens porpárnák

Termékszám: 2107369
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 1 héten belül

Por reagens zárt csomagban, szilícium-dioxid meghatározásához, 1-100 mg/liter SiO₂. 10 ml-es mintához.

Műszaki adatok

Módszer név:	Sziliko-molibdát
Módszer száma:	8185
Paraméter:	Szilícium-dioxid
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100 /pk
Tesztek száma:	100