



Szilícium-dioxid reagenskészlet, 1-100 mg/liter SiO₂

Termékszám:

2429600

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Por reagenszék zárt csomagban a szilícium-dioxid meghatározásához sziliko-molibdátos módszerrel 10 ml-es mintákhoz, 100 db/csomag

Műszaki adatok

Méréstartomány:	10 mL
Módszer név:	Sziliko-molibdát
Módszer száma:	8185
Műszer:	Mind, kivéve: DR/3000, DR/2000, DR 820, PC II
Paraméter:	Szilícium-dioxid
Platform:	Porpárna
Speciális tulajdonság:	HR, 10 mL, 100 tests
Tesztek száma:	100