



Be Right™



## Szilícium-dioxid reagenskészlet, 0,010-1,600 mg/liter SiO<sub>2</sub>

**Termékszám:**

**2459300**

**Veszélyes**

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Szilícium-dioxid meghatározásához heteropoli-kék módszerrel 10 ml-es mintához.

### Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,010 - 1,600 mg/L SiO <sub>2</sub>
Módszer név:	Heteropoli kék
Módszer száma:	8186
Műszer:	Mind, kivéve: DR/3000, DR/2000, DR 820, PC II
Paraméter:	Szilícium-dioxid
Teszték száma:	100