



Be Right™



DEHA Reagens 1, porpárnás, 3-450 µg/l DEHA

Termékszám:

2167969

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Por reagensek légmentes csomagolásban

Műszaki adatok

Leírás:	DEHA Reagens 1, porpárnás
Méréstartomány:	9 - 1000 µg/L Hidrokinon
Méréstartomány (2):	5 - 600 µg/L Carbohydrazide
Módszer név:	Vas csökkentés
Módszer száma:	8140
Paraméter:	Oxigén eltávolítás
Platform:	Porpárna
Szervizintervallum:	36 hónap
Térfogat/ csomagméret:	100/cs
Tesztek száma:	50