



Be Right™



Oxigénelnyelő reagenskészlet, nagy kiszerezésű oldat, 3-450 µg/liter DEHA

Termékszám:

2446600

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



Sokféle oxigénelnyelőhöz (karbohidrazid, DEHA, hidrokinon, izo-aszkorbinsav, metiletil-keton) alkalmas módszer áll rendelkezésre. Meghatározza a kétértékű vas mennyiségét is. 100 teszt

Műszaki adatok

Méréstartomány:	15 - 1000 µg/L Metiletil-ketoxim (MEKO)
Méréstartomány (2):	3 - 450 µg/L DEHA
Módszer név:	Vas redukció
Módszer száma:	8140
Műszer:	Mind, kivéve: DR/850, DR/820, PC II
Paraméter:	Oxigénelnyelők
Tesztek száma:	100