



Be Right™



## BOI oltás, Polyseed, 50 kapszula egy csomagban

**Termékszám:** 2918700  
**HUF Ár (nettó):** Elérhetőségünk  
**Szállítás 1 héten belül**

BOD oltás biokémiai oxigénigény (BOD5) vizsgálatához. Mikrobiális kultúrák célnak megfelelő keveréke egyszerűen használható kapszulában. Egységes normaként használható ipari és lakossági szennyvíz degradációjához a BOD5-elemzések során. Egy csomagban 50 kapszula. International Laboratory Supply (InterLab), LTD

- \* Konzisztens oltóanyagforrás: azonos baktériumok, azonos baktériumtípusok, azonos mennyiségű baktériumkeverék
- \* Az ismert baktériumtartalom patogénektől mentes
- \* Biztonságos és praktikus előmért száraz termék egyszerűen használható kapszulákban
- \* Két éves élettartam

---

### Műszaki adatok

Alkalmazás:	Hígítóvíz-előkészítés
Leírás:	Oltás
Minta:	Oltás
Módszer név:	Hígítási
Módszer száma:	8043
Package settings:	Kapszulák
Paraméter:	Biokémiai oxigénigény
Térfogat/ csomagméret:	50 darab