



Be Right™



Chloride 2 indicator powder pillows for 100mL sample, pk/50

Termékszám:

105766

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum kérése



Powder reagent in sealed package used as indicator for the argentometric titration of chloride. 50/pack

Műszaki adatok

Módszer név:	Silver Nitrate Titration
Módszer száma:	8225
Paraméter:	Chloride
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	50 /pk
Tesztek száma:	50