



Be Right™



Szulfát reagens porpárnák, 2-70 mg/liter SO₄

Termékszám:

2106769

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Porreagens zárt csomagban a szulfát meghatározásához SulfaVer turbidimetriás módszerrel 10 ml-es mintákhoz, 100 db/csomag

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	2 - 70 mg/L SO ₄ ²⁻
Módszer név:	SulfaVer 4, turbidimetriás
Módszer száma:	8051
Műszer:	Mind, kivéve: DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Paraméter:	Szulfát
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100 cs
Tesztek száma:	100