



Szulfít reagenskészlet, 0,1-5,0 mg/liter SO₃

Termékszám:	HPT430
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	csak DR 4000, DR 2500, DR 2400 és DR 2010, HACH mintacella (21228), 25x54 mm, 10 ml szükséges
Méréstartomány:	0,1 - 5,0 mg/L SO ₃
Módszer név:	Hach módszer
Paraméter:	Szulfít
Speciális tulajdonság:	Sulfite Reagent set
Tárolási feltételek:	15 °C - 25 °C
Tesztek száma:	100