



Be Right™



Nátrium-klorid standard oldat, 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (NIST), 100 ml

Termékszám: 1440042
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

491 mg/liter NaCl vezetőképesség mérőszondákhoz,

vezetőképesség-mérő műszerek kalibrálására is alkalmas, 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ($\mu\text{mhos}/\text{cm}$), 100 ml

Műszaki adatok

Koncentráció:	NA
Leírás:	Nátrium-klorid standard oldat, 491 mg/liter NaCl (1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$), 100 ml, (NIST)
Paraméter:	Vezetőképesség
Platform:	Oldat
Térfogat/ csomagméret:	100 mL 100 ml