



Be Right™



Elektrodatisztító oldat, RENOVO.N, tiszta vizes mintákhoz, 250 mL

Termékszám:

S16M001

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Elektrodatisztító oldat pH-érzékelő elemek rendszeres tisztításához. Praktikus eszköz pH-érzékelő elemek tiszta vizes mintákban való használatát követő enyhe tisztításához. 250 mL-es palack

Műszaki adatok

Formula:	KATHON CG, DECONEX 11
Leírás:	Vizes oldatokban való mérést követően elegendő az enyhe oldattal, például RENOVO.N-nel való tisztítás.
Paraméter:	Tisztítóoldat
Solution Type:	Tisztítás
Szervizintervallum:	az előállítást követően 18 hónap
Térfogat/ csomagméret:	250 mL