



Be Right™



Elektrodatisztító oldat, RENOVO.X, extra erős, 250 mL

Termékszám:

S16M002

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Elektrodatisztító oldat makacs fehérjelerakódások eltávolításához. Praktikus megoldás pH-érzékelők tisztításához szennyezett vizes vagy biológiailag aktív mintákkal való használatot követően.

Műszaki adatok

Formula:	Nátrium-hipoklorit
Leírás:	Ha az oldat például fehérjét tartalmaz, erősebb tisztító oldatra van szükség.
Paraméter:	Tisztítóoldat
Solution Type:	Tisztítás
Szervizintervallum:	az előállítást követően 18 hónap
Térfogat/ csomagméret:	250 mL