



NitraVer 5 Nitrát porpárnás reagens, 0.1-10 mg/l NO₃-N

Termékszám:

1403499

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



Por reagensok légmentes csomagolásban 25 ml mintához, 100 db/cs.

Műszaki adatok

Leírás:	NitraVer 5 nitrát porpárnás reagens, 25 ml
Méréstartomány:	0.3 - 30.0 NO ₃ -N
Méréstartomány (2):	0,1 - 10,0 mg/L NO ₃ -N
Módszer név:	Kadmium csökkentés
Módszer száma:	8039 HR
Műszer:	DR/3000, DR/2000
Paraméter:	Nitrát
Platform:	Porpárna
Tárolási feltételek:	10 °C - 25 °C
Térfogat/ csomagméret:	100 cs
Tesztek száma:	100