



Nitrit reagens porpárnák, 2-250 mg/liter NO₂

Termékszám:

2107569

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Porreagensek zárt csomagban a nitrit meghatározásához vas(II)-szulfát módszerrel 10 ml-es mintához 100 darab/csomag

Műszaki adatok

Méréstartomány:	2 - 250 mg/L NO ₂
Módszer név:	Vas(II)-szulfát
Módszer száma:	8153
Műszer:	All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820, PC II
Paraméter:	Nitrit
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100 cs
Tesztek száma:	100