



Be Right™



## Nitrát reagens porpárnák, 0,3-30 mg/liter NO<sub>3</sub>-N

Termékszám:

2106169

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Porreagensek zárt csomagban a nitrát meghatározásához kadmium redukciós módszerrel. 10 ml-es mintákhoz, 100 db/csomag

### Műszaki adatok

Leírás:	NitraVer® 5 nitrát reagens porpárnák, 10 ml HR, 100 db/csomag
Méréstartomány:	0.3 - 30.0 mg/L NO <sub>3</sub> -N
Méréstartomány (2):	0,1 - 10,0 mg/L NO <sub>3</sub> -N
Módszer név:	Kadmium redukció
Módszer száma:	8039 HR
Műszer:	Mind, kivéve: DR/3000, DR/2010, DR/2000
Paraméter:	Nitrát
Platform:	Porpárna
Reference method:	SM 4500-NO <sub>3</sub> -B
Szervizintervallum:	40 hónap
Tárolási feltételek:	10 °C - 25 °C
Térfogat/ csomagméret:	100 /csomag
Tesztek száma:	100