



NitriVer 3 Nitrit reagens porpárnák

Termékszám:

2107169

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Porreagens zárt csomagban a nitrogén, nitrit meghatározásához, 0,002-0,300 mg/liter NO₂-N. 10 ml-es mintákhoz, 100 db/csomag

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Leírás:	NitriVer® 3 nitrit reagens, 10 ml
Méréstartomány:	0.002 - 0.300 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Módszer név:	Diazotizálás
Módszer száma:	8507
Műszer:	Mind, kivéve PC II
Paraméter:	Nitrit
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100 cs
Tesztek száma:	100