



Ammónia reagenskészlet, porpárnák, 0,01-0,50 mg/liter NH₃-N

Termékszám:

2668000

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



Porreagensek zárt csomagban a nitrogén, ammónia meghatározására (szalicilátos módszer) 10 ml-es mintákhoz, 100 db/csomag

Műszaki adatok

Méréstartomány:	10 mL
Módszer név:	Szalicilát
Módszer száma:	8155
Műszer:	Mind, kivéve: DR/4000, DR/3000, DR/2000, DR820
Paraméter:	Ammónia
Platform:	Porpárna
Teszttek száma:	100