



Be Right™



Nitrogén, ammónia TNT, 0,02 - 2,50 mg/L NH₃-N

Termékszám:

2604545

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Küvetteszt az összes szükséges reagenssel, mely megbízható mérési eredményeket és egyszerű kezelést biztosít (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube 25 - 50 teszt

A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:

A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.

Méréstartomány:

0,02 - 2,50 mg/L NH₃-N

Módszer név:

Szalicilát

Módszer száma:

10023

Műszer:

DR 900

Paraméter:

Ammónia

Platform:

Test 'N Tube

Tárolási feltételek:

10 - 25 °C

Tesztek száma:

25 - 50